

AloclairTM gel

CZ

INFORMAČNÍ LETÁK

Aloclair Gel s výtažkem z aloe vera působí mechanicky. Zajišťuje úlevu od bolesti tím, že přilne k povrchu sliznice a chrání tak poranění před dalším drážděním.

INDIKACE

Aftózní vřídky, aftózní stomatitida, drobná poranění v ústech, včetně poranění způsobených rovnátky nebo špatně sedícím umělým chrupem.

SLOŽENÍ

Voda, PVP, maltodextrín, propylén glykol, PEG-40 hydrogenovaný ricínový olej, xantanová guma, sorban draselný, benzoát sodný, benzalkonium chlorid, aroma, EDTA, sacharin sodný, hyaluronát sodný, kyselina glycyrrhetinová, aloe barbadensis.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Naneste 1 nebo 2 kapky gelu tak, aby pokryly celý vřídek nebo poranění v ústech. Vyvarujte se přímého kontaktu aplikátoru s poraněním. Aby se mohla vytvořit ochranná vrstva, nedotýkejte se poranění jazykem po dobu alespoň 2 minut. Po každém použití zavřete víčko. Použijte 3-4 krát denně, nebo dle potřeby. Po dobu nejméně 1 hodiny od aplikace nejezte ani nepijte.

KONTRAINDIKACE

Aloclair Gel nesmí užívat pacienti se známou přecitlivělostí na kteroukoli složku přípravku.

VAROVÁNÍ A UPOZORNĚNÍ

Přípravek nepoužívejte, pokud je obal poškozen. Uchovávejte za pokojové teploty. Chraňte před mrazem. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Aloclair ® je obchodní značka společnosti Sinclair Pharmaceuticals Limited.

Výrobce:

Sinclair Pharma Srl, Viale Restelli 29, 20124 Milano, Italia.

Distributor v ČR:

Pears Health Cyber s.r.o., Dělnická 12, 170 00 Praha 7, Česká republika



BH032969/1



AloclairTM gél

SK

INFORMAČNÝ LETÁK

Aloclair Gel obsahuje výťažok z aloe vera a má mechanický účinok. Zmierňuje bolesť tým, že vytvára na sliznici v ústach film, ktorým chráni poškodenú sliznicu pred ďalším dráždením.

INDIKÁCIE

Afty, aftózna stomatitída, malé rany, vrátane poranení spôsobených zubnými strojčkami alebo zle sediacimi zubnými protézami.

ZLOŽENIE

Voda, PVP, maltodextrín, propylén glykol, PEG-40 hydrogenizovaný ricínový olej, xantánová guma, sorbát draselný, benzoát sodný, benzalkónium chlorid, aróma, EDTA, sacharín sodný, hyaluronát sodný, kyselina glycyrrhizinová, aloe barbadensis.

SPÔSOB POUŽITIA

Naneste 1 alebo 2 kvapky gélu tak, aby bol pokrytý celý pľuzgier alebo poranené miesto. Zabráňte priamemu styku aplikátora s ranou. Minimálne 2 minúty sa rany nedotýkajte ani jazykom, aby sa mohol vytvoriť ochranný film. Po každom použití kryt zatvorte. Aplikujte 3-4 razy denne alebo podľa potreby. Po každej aplikácii nejedzte a nepite aspoň jednu hodinu.

KONTRAINDIKÁCIE

Prípravok Aloclair Gél nesmú užívať pacienti so zvýšenou precitlivosťou na niektorú zložku prípravku.

VAROVANIE A UPOZORNENIE

Nepoužívajte, ak je obal poškodený. Skladujte pri izbovej teplote. Chráňte pred mrazom. Uchovávajte mimo dosahu detí.

Aloclair® je ochranná známka spoločnosti Sinclair Pharmaceuticals Limited.

Výrobca:

Sinclair Pharma Srl, Viale Restelli 29, 20124 Milano, Italia.

Splnomocnený zástupca v SR:

Pears Health Cyber s.r.o., Dělnická 12, 170 00 Praha 7, Česká republika



BH032969/1

